

ZBRA[®]

BENDAGGIO POST-OPERATORIO AVANZATO





IL TUMORE AL SENO È PATOLOGIA CHE INTERESSA

1 DONNA SU **8**

I NUOVI CASI REGISTRATI OGNI ANNO AMMONTANO A

1.7 MILIONI



**OGNI ANNO NEL MONDO PIÙ
DI 13 MILIONI DI PROCEDURE
CHIRURGICHE, SIA DI NATURA
ESTETICA CHE DI NATURA
ONCOLOGICA, RIGUARDANO
INTERVENTI AL SENO**



REQUISITI PRICIPALI DI CURA POST CHIRURGIA MAMMARIA



**Copertura e Protezione
del letto della ferita**



**Definizione
delle pieghe mammarie**



**Assorbimento
dell'essudato**



**Gestione dei
drenaggi**



**Compressione e supporto
Post-chirurgico**



**Compliance delle
pazienti**



NON ESISTE ALCUNO STANDARD PER LE CURE POST-CHIRURGICHE

MENTRE LE TECNICHE CHIRURGICHE SONO MIGLIORATE DRASTICAMENTE NEL CORSO DEGLI ANNI, I METODI E LE TECNICHE DI BENDAGGIO POST CHIRURGIA MAMMARIA SONO RIMASTE INVARIATE



In figura le attuali soluzioni di bendaggio. Fonte Instagram [#mastectomy](#) [#lumpectomy](#) [#augmentation](#)



LA SOLUZIONE

EZbra® Sistema di Bendaggio Sterile Monouso



IL PRIMO E UNICO SISTEMA DI MEDICAZIONE MAMMARIA

EZbra® è un sistema di bendaggio e medicazione mammaria post chirurgica sterile monouso e assorbente che offre una soluzione avanzata alle complicanze ed alla scomodità spesso sperimentate dalle pazienti.

EZbra® è indicato per soddisfare a pieno le esigenze richieste durante qualsiasi procedura chirurgica mammaria tra cui: procedure estetiche, biopsie, nodulectomie, mastectomie e ricostruzione.

EZbra® è una soluzione su misura per le esigenze post-operatorie e di recupero di ogni paziente, progettato per adattarsi a tutte le forme e condizioni del seno, compreso il seno asimmetrico.

EZbra® offre alle pazienti supporto, comfort e indipendenza, permettendo un pieno **recupero con discrezione.**



CARATTERISTICHE DI EZbra®

MATERIALI E STRUTTURA

- 1 SUPPORTO ANTERIORE**
Compressione e Controllo
- 2 SUPPORTO SUPERIORE**
Stabilizzazione degli impianti
- 3 SUPPORTO INFERIORE**
Definizione delle curve intramammarie




RETRO
La parte posteriore estensibile si adatta a una vasta gamma di dimensioni

SISTEMA DI CHIUSURA

Una serie di linguette elastiche e bande flessibili contenenti elementi di fissaggio in VELCRO® consente di allacciare, regolare e personalizzare EZbra®

COPPE

Ogni coppa è composta da 3 diversi strati di tessuto non tessuto che coprono completamente il seno. Le coppe assorbono i liquidi essudati e prevengono le macchie.



Strato di contatto

Tessuto non tessuto traforato ed elastico. Promuove il trasporto dell'essudato lontano dal corpo in una direzione. Il tessuto a bassa aderenza riduce l'aderenza al letto della ferita.

Strato assorbente

Tessuto non tessuto assorbente, realizzato in viscosa e poliestere. Le fibre di viscosa permettono ai fluidi di distribuirsi velocemente lungo tutto il bendaggio, prevenendo la macerazione dei margini della ferita

Strato di supporto

Strato di tessuto non tessuto elastico ed idrofobico, previene le macchie causate dall'essudato. Protegge la ferita da microorganismi presenti nell'ambiente e mantiene fisiologicamente umido il letto della ferita così da supportarne il processo di guarigione.



CARATTERISTICHE DI EZbra®

ASSORBIMENTO



Strato interno assorbente:

Dotato di uno strato interno capace di assorbire grosse quantità di essudato.



Sterile e Monouso:

Fornisce una soluzione igienica che può ridurre il rischio di infezioni. Libera la paziente dalla necessità di lavare un reggiseno post operatorio riutilizzabile. La paziente



Latex-Free, privo di gomma naturale ad agenti adesivi

Il bendaggio, privo di adesivi e di lattice, copre e protegge la cute sensibile del letto di ferita, prevenendo il rischio di lesioni cutanee causate dall'adesivo medico (MARSJ : Medical Adhesive Related Skin Injury)



Bassa aderenza

Lo strato a contatto con la ferita è progettato in modo da prevenire lesioni cutanee e dolore durante le operazioni di ricambio del bendaggio stesso.



Supporto impermeabile

Previene la fuoriuscita di liquidi per evitare macchie.



Semi-Isolante

Mantiene un ambiente umido che protegge e favorisce la guarigione della ferita.





CARATTERISTICHE DI EZbra®

COMPRESSIONE



Compressione Controllata

Consente vari gradi di compressione secondo i consigli del medico



Fasce di fissaggio frontali

le fasce frontali in VELCRO® consentono una chiusura salda e la regolazione della compressione.



Vestibilità Personalizzata

Regolazione individuale per qualsiasi corporatura della paziente e qualsiasi forma o condizioni del seno. EZbra® si adatta perfettamente al corpo che avvolge, applicando la necessaria quantità di compressione.



Area di copertura del seno senza cuciture

Per evitare ulteriori irritazioni e fastidi nel letto della ferita, EZbra® non ha cuciture di collegamento in corrispondenza del seno. EZbra® è prodotto mediante saldatura RF (saldatura a radiofrequenza), tecnica che permette di ottenere un prodotto resistente, durevole ma delicatamente morbido al contatto con la cute.



Affronta l'asimmetria

L'esclusiva struttura elastica consente a ciascun seno di mantenere diversi livelli di supporto e compressione. Il sistema di chiusura flessibile si adatta a qualsiasi forma del seno, anche dopo una mastectomia unilaterale.





CARATTERISTICHE DI EZbra®

DRENAGGIO E STABILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI



Stabilizzazione degli impianti

La fascia elastica superiore stabilizza le protesi mammarie e impedisce loro di sollevarsi. Funziona come una fascia di compressione post-operatoria



Definizione delle pieghe mammarie

Le fasce elastiche inferiori definiscono la piega intramammaria e determinano il grado di compressione della piega sottomammaria.

Insieme la fascia superiore e quelle inferiori supportano il seno e possono aiutare il mantenimento del posizionamento e il design dell'impianto.



Stabilizzazione del tubo di drenaggio

Le fasce elastiche superiori possono essere utilizzate per trattenere e stabilizzare il tubo di drenaggio, riducendo il dolore e il disagio



Stabilizzazione del bulbo di drenaggio

Le fasce flessibili superiori possono essere utilizzate per trattenere e stabilizzare il tubo di drenaggio, riducendo il dolore e il disagio.





CARATTERISTICHE DI EZbra®

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE E MASSIMA CONVENIENZA



Semplicità di applicazione

Semplice d'applicare, anche per le pazienti con limitata mobilità. Progettato per ridurre i tempi di sostituzione e la necessità di supporto da parte del personale infermieristico, così da ridurre il numero di visite follow-up.



Uso in completa autonomia

Permette alle pazienti di essere indipendenti migliorando allo stesso tempo la compliance di trattamento grazie al fissaggio frontale, alla struttura semplice, alla sua discrezione ed al look elegante.



Miglioramento dell'autostima della paziente e della sua immagine

Può essere indossato sotto qualsiasi capo senza macchiare. Fornisce alla paziente il supporto, il comfort e la discrezione che merita durante il recupero post-chirurgico.



PRODOTTI ATTUALMENTE DISPONIBILI

EZbra® INCORPORA LE FUNZIONALITÀ DI 4 DISTINTI PRODOTTI:

Assorbimento



Definizione delle Curve mammarie



Compressione Modulabile



Stabilizzazione dei drenaggi



Ulteriori benefici per le pazienti

- ✓ Riduce i tempi di recupero e le necessità di reintervento
- ✓ Previene la comparsa di MARSI (allergie e irritazioni da adesivi)
- ✓ Riduce la necessità di ripetute visite e controlli



PRODOTTI CONCORRENTI

EZbra® è L'UNICO DEVICE CHE GANTISCE UNA SOLUZIONE COMPLETA ALLE ESIGENZE POST CHIRURGICHE



	SilversteinWrap™	Reusable compression bra	<u>Ace Band</u>	Pico NPWT	EZbra®
Semplicità di applicazione	✗	✓	✗	✗	✓
Compressione modulabile	✓	✗	✓	✗	✓
Assorbimento	✗	✗	✗	✓	✓
Sostituzione in autonomia	✗	✓	✗	✗	✓
Stabilizzazione drenaggi	✗	✓	✗	✗	✓
Monouso	✗	✗	✓	✓	✓
Compressione asimmetrica	✗	✗	✗	✗	✓
Eleganza	✗	✓	✗	✗	✓
Costo	\$	\$\$	\$	\$\$\$\$	\$\$



L'OBIETTIVO

SOSTITUIRE GLI ATTUALI PRODOTTI IN
USO DIVENTANDO IL **GOLD STANDARD**
DELLE CURE POST-OPERATORIE PER
QUALSIASI SPECIALITÀ CHIRURGICA AL
SENO





IL PORTFOLIO COMPLETO DEI PRODOTTI POST-CHIRURGICI

OFFRIRE AL CLIENTE UNA SOLUZIONE DALLA A ALLA Z

EZbra – IL PERFETTO PRODOTTO COMPLEMENTARE AL PORTFOLIO DEI PRODOTTI PER CHIRURGIA MAMMARIA




ESPANSORI



IMPIANTI



BENDAGGI



**TRATTAMENTI
CICATRICI**



**SISTEMI DI
COMPRESSIONE**

LE AZIENDE DI INDUMENTI PER COMPRESSIONE DIVIDONO IL PERIODO DI RECUPERO POST CHIRURGICO IN DUE FASI :

- **FASE 0 - EZbra** PER UN'IMMEDIATA APPLICAZIONE POST-OP, FINO ALLA GUARIGIONE DELLA FERITA
 - **FASE 1, 2, 3** – REGGISENI RIUTILIZZABILI PER DIFFERENTI GRADI DI SUPPORTO E COMPRESSIONE
-

FEEDBACK & VIDEO



FEEDBACK DEI CHIRURGI E PAZIENTI [Click Here](#)



LIBERTÀ E PROTEZIONE – TESTIMONIANZA DI UNA PAZIENTE [Click Here](#)



FEEDBACK DELLE PAZIENTI [Click Here](#)



INTERVISTA CON LA RETE KTLA 5 [Click Here](#)



APPLICAZIONE INTRAOPERATORIA DI EZBRA [Click Here](#)



COS'É EZBRA [Click Here](#)



RECUPERO CON DIGNITÀ [Click Here](#)





Appendice



Appendice B – TESTIMONIANZE DELLE PATIENTI

C.S NYC

“Il mio intervento più recente è stato il mio ottavo intervento chirurgico per cancro al seno. All'inizio sono stata sottoposta a doppia mastectomia e poi tante complicazioni...Quindi ho avuto molti reggiseni ospedalieri. Ho una piccola collezione. Usare EZbra è come passare dal dormire sulle rocce ad un letto di piume. Molto più comodo, morbido e non graffia come il velcro dei reggiseni ospedalieri. Penso che chiunque li abbia inventati pensava che dovessero essere usati come strumenti di tortura. Ho trovato intuitivo e semplice indossare EZbra. Il mese prossimo avrò un altro intervento chirurgico e userò i restanti, senza dubbio.



C.L

Ho trovato EZbra facile da indossare da solo, il che è fondamentale. Quasi tutti gli altri reggiseni post-chirurgici mi richiedevano l'aiuto di qualcuno. È risultato molto comodo, per la maggior parte del tempo. Il materiale è fantastico e restituisce un'ottima sensazione di contatto con la cute. È stato bello non dover inserire imbottiture extra in un reggiseno, poiché assorbiva da solo i liquidi essudati dalla ferita.



TESTIMONIANZE DELLE PATIENTI

“Molto più comodo e sottile dei modelli ospedalieri ma garantisce ugualmente un ottimo supporto! Wow! Grazie, grazie, grazie.” (L.L CA.)



“È molto comodo, mi sembra di indossare niente” (Paziente del Dr. Landsman)



“E sì!! Ho usato l'EzBra e l'ho adorato !!! L'ho portato dal mio chirurgo e me lo hanno fatto indossare prima di tornare a casa e anche a lui è piaciuto! Grazie di cuore ❤️” (A. CO)



“Dopo la mia recente mastectomia, EZBra è stata una manna dal cielo. Ha mantenuto le incisioni pulite e sicure, garantendomi discrezione e indipendenza quando ne avevo più bisogno. Le mie amiche che hanno percorso questa strada prima di me si sono meravigliate di questo prodotto brillante e hanno affermato che avrebbero desiderato fortemente Ezbra se ai tempi fosse stato disponibile .” (N. L. IL)



TESTIMONIANZE DELLE PATIENTI

“Le persone del team EZbra sono state così gentili e simpatici con me nel momento del bisogno. Il reggiseno stesso è così comodo !! È di supporto e facile da usare. È molto meglio delle fasciature di bende con cui ho lasciato l'ospedale ed è così comodo avere qualcosa con cui fissare i drenaggi! Lo consiglierò a chiunque ne abbia bisogno !! Grazie EZBra!” (A.F. OREGON)



“Avevo 40 anni ed ero una mamma single di una bambina di 6 anni. La mia assicurazione non copriva la maggior parte del mio intervento chirurgico o della ricostruzione così mi sono sottoposta ad intervento chirurgico venerdì e sono tornata al lavoro lunedì. Grazie al vostro prodotto non è stato così difficile uscire di casa e mi ha aiutato molto a sentirmi bene con me stessa. Non sono ancora al 100% ma sto guarendo e sono viva. Grazie!”(L.O)



“EZbra è veramente comodo, sembra di non indossare nulla ma fornisce al tempo supporto e sostegno”



“La signora è stata sottoposta ad una mastoplastica riduttiva. Il medico ha applicato una EZbra e la paziente ne ha portato a casa altri due, da cambiare autonomamente. Purtroppo ha avuto una grande quantità di essudato ma EZbra ha assorbito tutto. Avrebbe voluto le fornissimo più di due EZbra.” (INFERMIERA)